




Tapis de contrôle de contamination amovible destiné au trafic pédestre.

Caractéristiques

	PROTECTAMAT	LABMAT
Largeur standard	1,2m	1,2m
Longueur	1m, 2m, 3m ou 4m	0,60m
Épaisseur	7 mm	5mm
Résistance électrique	10 ⁸ Ohms	
Résistance à la charge	40 kg/cm ²	
Durée de vie	3 à 5 ans suivant utilisation	
Garantie	2 ans	
Résistance à la chaleur	0°C – 50°C	
Coefficient de friction	3,5 μ	
Résistance chimique	Bonne	
Coloris	 Bleu avec bandes rouges	 Bleu



Lieux d'utilisation

- Sas d'entrée pour empêcher la pénétration des contaminants dans vos zones protégées
- Sas de sortie pour éviter une contamination croisée ou la propagation de contaminants
- Entrées laboratoires

Nous déconseillons l'utilisation de ce tapis en milieu humide.

Entretien

S'intègre aux procédures habituelles de nettoyage. Consulter la procédure de nettoyage détaillée.